

	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL		Dibuat Ka. Sub Unit Laboreatorium	Disahkan Kaprosdi D3 Kebidanan Blora
	PERAWATAN ALAT DARI BAHAN BAKU KARET			
SUB UNIT LAB PRODI KEBIDANAN BLORA	Tanggal	Halaman	Ristiana, SST.	Elisa Ulfiana, S.SiT., M.Kes
	07-08-2023	Hal 1 dari 1		

1. PENGERTIAN	Merawat peralatan yang terbuat dari bahan karet misalnya handscoon dan lain-lain.
2. TUJUAN	Mencegah kerusakan alat (meleleh atau lengket)
3. INDIKASI	Sebelum dan sesudah pemakaian peralatan
4. PETUGAS	Laboran
5. PERALATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Air bersih 2. Waskom 3. Air sabun 4. Penjemur pakaian 5. Talc/bedak
6. PROSEDUR PELAKSANAAN	<p>Tahap Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membersihkan kotoran darah atau cairan sebelum melakukan penyimpanan. 2. Cuci dengan sabun kemudian dikeringkan dan dijemur bawah sinar matahari atau hembusan udara hangat 3. Taburi tacl atau bedak pada seluruh permukaan karet.